

ESPECIFICACIONES LICITACIÓN GASTROENTEROLOGÍA

3-2-10-12, código ARCE 17183

Papilótomo esfinterotomo ,se debe agregar Trilumen

3-3-10-66,código ARCE 24968

prótesis de esófago **total** cubierta,se debe agregar medida 18mm x 1.0

3-3-10-69, código ARCE 24968

prótesis de esófago **parcial** cubierta,se debe agregar medida 18mmx 1.0

3-3-10-70, código ARCE 24968

prótesis de esófago **parcial** cubierta,se debe agregar medida 18mm x 1.2

3-3-10-71,código ARCE 24968

prótesis de esófago **parcial** cubierta,se debe agregar medida 18mm x 1.5

3-3-10-78 ,código ARCE 100109

prótesis biliar flexible se debe agregar plástica y las medidas 8.5 x 15

3-3-10-79 código ARCE 24968

prótesis de esófago **no recubierta**,se debe agregar medida 18mm x 1.5

3-3-10-80 código ARCE 24968

prótesis de esófago no recubierta,se debe agregar medida 18mm x 1.5

3-3-10-81código ARCE 24968

prótesis de esófago no recubierta,se debe agregar medida 18mmx 1.5

3-3-21-38 código de ARCE 24966

Prótesis de vía biliar no recubierta , se debe agregar las medidas 10x609+

3-3-21-41 código de ARCE 24966

Prótesis de vía biliar parcialmente recubierta,se debe agregar las medidas 10x60

3-3-21-42 código de ARCE 24966

Prótesis de vía biliar parcialmente recubierta,se debe agregar las medidas 10x80

3-3-21-43 código de ARCE 24966

Prótesis de vía biliar parcialmente recubierta,se debe agregar las medidas 80x60

3-4-17-59 código ARCE 34517

Cepillo de limpieza, se debe agregar para canal endoscópico largo

3-4-20-6 Código ARCE 20267

Electrodo descartable, se debe agregar neutro para electrobisturí

3-4-26-62 código de ARCE 65192

se debe agregar cuchillo diatérmico endoscópico para estómago

3-4-26-80 código de ARCE 65192

se debe agregar cuchillo diatérmico endoscópico para duodeno

3-7-27-109 código de ARCE 15721

Ansa oval colónica chica

3-7-27-110 código ARCE 15721

Ansa oval colónica mediana

3-7-27-113 código ARCE 37616

Canasta recuperación cálculos, se debe agregar las medidas 1,5x3,5

3-7-27-114 código ARCE 37616

Canasta recuperación cálculos, se debe agregar las medidas 2x4

3-8-10-249 código de ARCE 20844

Sonda nasoyeyunal silicon mandril, se debe agregar 12 FR

3-8-10-291 Código de ARCE 79087

Sonda gástrica siliconada, se debe agregar de RECAMBIO y la medida 24

3-8-12-191 Código de ARCE 37557

Balón para acalasia, agregar 3 de 30mm y 2 de 35 mm

3-8-12-513, código de ARCE 17457

Agregar Cateter balón de extracción cálculo de 3 lumen

3-8-12-515 Código ARCE 37500

Agregar medidas 8x10

3-8-12-516 Código ARCE 37500

Agregar medidas 10x 12

3-8-12-517 Código ARCE 37500

Agregar medidas 12x 15

3-8-12-518 Código ARCE 37500

Agregar medidas 15 x 18

3-8-13-100 código ARCE 37636

Guía para colangio, se debe agregar 0,25 x 4,80

3-8-13-101 código ARCE 37636

Guía para colangio, se debe agregar 0,35 x 4,50

3-8-14-83, Código ARCE 37515

Se debe agregar Clip hemostático endoscópico digestivo con pinza